EasyStandi Bantam Medium

Por favor, asegúrese de que el Manual del Usuario permanezca siempre con el equipo.



SIMBOLO LEYENDA



PRECAUCIÓN / ATENCIÓN



AMBIENTAL CONDICIONES



TIPO BF PIEZA APLICADO



FECHA DE FABRICACIÓN



PUNTO DE PELLIZCO



VEA INSTRUCCIONES DE USO



Número de serie



FABRICANTE





Sea responsable con respecto al medio ambiente y recicle este producto al finalizar su vida útil en el lugar de reciclaje correspondiente.

Afin de préserver l'environnement, veuillez confier ce produit à votre centre de recyclage à la fin de sa durée de vie.

Nachdem dieses Produkt ausgedient hat, entsorgen Sie es bitte auf umweltfreundliche Weise, indem Sie es zu der entsprechenden Recyclingstelle bringen.

Wees a.u.b. milieubewust en recycleer dit product via uw recycleerder na het verstrijken van de levensduur.

Please be environmentally responsible and recycle this product through your recycling facility at its end of life.

Siate responsabili verso l'ambiente e riciclate questo prodotto, al termine della sua vita d'uso, presso la vostra sede di riciclaggio.

Kierrätä tämä tuote sen käyttöiän lopussa ympäristövastuullisella tavalla paikallisella kierrätyslaitoksella.

Var miljömedveten och återvinn denna produkt efter dess användning.

Vi ber deg ta hensyn til miljøet og resyklere dette produktet ved hjelp av de rette resykleringsfasilitetene når produktet ikke lenger kan brukes.

Vis venligst hensyn til miljøet ved at levere produktet til det nærmeste genbrugsanlæg, når det ikke længere fungerer.

Por favor, assuma responsabilidade ambiental, reciclando este produto em suas instalações de reciclagem no final de sua vida útil.

Tabla de contenido

Introducción1
Precauciones de seguridad 2
asamblea
Ajustes y uso 16
Uso de la opción de elevación electrica24
Accesorios y detalle de piezas
Mantenimiento
Garantía limitada

Fecha de compra Nº de serie _____

Introducción

Felicitaciones por la compra del bipedestador EasyStand Zing. Nosotros en Altimate Medical Han diseñado el EasyStand Bantam Medium con su comodidad y felicidad en mente.

Descripción EasyStand

La línea de productos EasyStand está destinada a personas que pueden transferir con la ayuda de un proveedor de cuidado y / o dispositivo de elevación. Es un equipo útil para la rehabilitación en, el hogar, la escuela y el uso del trabajo. Los bipedestadores ergonómicos EasyStand soportan al usuario desde varias posiciones de descanso hasta la posición de pie. Se pueden agregar varias accesorios como soporte, elección de ascensor manual o eléctrico para facilitar las necesidades individuales.

Indicaciones para el uso

La línea de productos EasyStand Bantam está diseñada para ayudar a las personas que tienen dificultad para levantarse de una posición sentada a una posición de pie y está indicado para personas que pesan hasta 50 libras. (Extra pequeño), .

Este manual es una parte integral de su sistema de bipedestacion y debe leerse completamente y por cualquier persona que esté operando la unidad. Esto asegurará que el EasyStand Zing se monta correctamente y se utiliza de la manera más beneficiosa.

El EasyStand Zing debe utilizarse con un asistente adulto calificado y presente. En caso de que surja algún problema que no se pueda resolver leyendo este manual, póngase en contacto con su proveedor local o llame a Altimate Medical, Inc., en +1 800-342-8968 o +1 507-697-6393.

Es necesario inspeccionar su EasyStand Zing al menos una vez por semana para asegurarse de que está en condiciones de funcionamiento seguras. Los ajustes EasyStand que se enumeran en el manual del propietario del producto pueden ser realizados por el operador Siguiendo las instrucciones de uso. Después de realizar un ajuste, inspeccione el EasyStand para asegúrese de que todo el armamento y los componentes ajustables estén correctamente asegurados según las instrucciones de uso. El reemplazo de piezas gastadas, ajustes importantes o cualquier otra corrección importante debe ser manejado por un proveedor o centro de servicio autorizado. por Altimate Medical, Inc. Sólo las piezas de repuesto aprobadas por Altimate Medical, Inc. deben utilizarse para garantizar la seguridad y el rendimiento.

No se debe usar el EasyStand Zing sin consultar a su médico. No consultar a un médico cualificado antes de usar el EasyStand Zing, podría provocar graves problemas médicos. Recomendamos que se establezca y supervise un buen programa de bipedestacion por un médico cualificado o un fisioterapeuta ocupacional. Ronly

Únete a la Comunidad de Bipedestacion!

Nuestra meta es sencilla: capacitar a las personas con discapacidades para defender su salud. Conéctese, comparta y aprenda de otras personas con discapacidades, padres con necesidades especiales, profesionales clínicos y los expertos en estar en una de nuestras comunidades de redes sociales.

Lee, comparte y comenta en el blog de EasyStand en blog.easystand.com

Encuentre EasyStand en estos sitios y redes sociales:













Precauciones de seguridad

- Por favor lea y entiende todas las precauciones de seguridad e instrucciones del usuario antes de usar. Llame a Altimate Medical al +1 800-342-8968 o +1 507-697-6393 con cualquier pregunta o para la información adicional.
- Si un usuario no cumple con las especificaciones a continuación y no ha sido adecuadamente revisado por un terapeuta o médico calificado, Altimate Medical, Inc., No recomienda el uso de EasyStand Bantam.

Bantam Medium está diseñado para acomodar a la mayoría de los individuos de 48 "- 66" (122-168 cm) y hasta 200 libras. (91 kg).


Para obtener especificaciones más detalles, visite nuestro sitio web www.easystand.com

- No debe utilizar el EasyStand Bantam Mediano sin antes consultar a un médico cualificado. No consultar a un médico calificado antes de usar el EasyStand Zing podría resultar en problemas médicos severos. Recomendamos que se establezca un programa de buena bipedestacion supervisado por un teraputa calificado.
- El EasyStand Bantam siempre se debe utilizar con un asistente de adulto calificado presente. Nunca deje a un niño desatendido en el Bantam Mediano.
- No haga ajustes en el gallo mientras está en posición de pie. Excepción: Si se ordenó la opción supina, consulte las páginas 17-18. Los cambios de posición deben ser realizados o supervisados por un cuidador calificado o un profesional médico.
- Es necesario inspeccionar su EasyStand Zing al menos una vez por semana para asegurarse de que está en condiciones de funcionamiento seguras. Preste atención a tuercos sueltos. Si el EasyStand está equipado con el elevador opcional electrica inspeccione los cables eléctricos para comprobar si están desgastados y asegúrese de que están colocados correctamente. El reemplazo de piezas gastadas, ajustes importantes u otras correcciones importantes deben ser manejados o centro de servicio. Sólo las piezas de repuesto aprobadas por Altimate Medical, Inc. deben utilizarse para garantizar la seguridad y el rendimiento.
- Si su EasyStand se utiliza en el entorno doméstico, inspeccione su unidad antes de cada uso para asegurarse de que no haya daños o Desgaste inesperado al EasyStand que puede haber sido causado involuntariamente por mascotas, plagas o niños.
- Nunca coloque las placas del pie mientras el usuario esté en posición de pie. Consulte con un terapeuta o un médico para la posicionamiento correcto de los pies.
- Nunca eleve las piernas ni ajuste el respaldo a la inclinación anterior utilizando el siguiente ajuste del brazo. Sólo la opción supina puede ser utilizada para elevar el reposapiernas con reclinación simultánea del respaldo.
- Asegúrese de que las opciones de soporte y alineación necesarias estén en posición antes de colocar al usuario en posición de pie.
- •Si la unidad fue expuesta a temperaturas inferiores a 23°C, permita que la unidad se caliente a temperatura ambiente antes de usarla.
- Condiciones de operación: Temperatura: 41°F (40°C), Humedad relativa: 20% 90% a 86°F (30°C), Presión atmosférica: 700 1060hPa.
- Condiciones de almacenamiento / transporte: Temperatura: 14 ° F -10 ° C 50 ° C, Humedad relativa: 20% 90% a 86°F (30°C), Presión atmosférica: 700 to 1060hPa.
- El EasyStand se puede utilizar a una altitud máxima de 10.000 pies (3.050 metros).
- La vida útil esperada de un EasyStand se considera 5 años bajo condiciones normales de uso. Nota: Esto puede variar según la frecuencia de
- El equipo de bipedestacion está diseñado para uso en interiores sólo en superficies niveladas. Mantenga las ruedas bloqueadas durante el uso.
- No se recomienda transportar la unidad con un usuario en posición de pie.
- Los movimientos extremos lateralmente o de adelante hacia atrás pueden hacer que la unidad se incline.
- Se recomienda que el equipo se almacene a temperatura ambiente normal y niveles de humedad.
- Los productos EasyStand están específicamente diseñados para ser utilizados con los accesorios y las opciones de Altimate Medical. A menos que se indique lo contrario, Los accesorios y las opciones de otros fabricantes no han sido probados por Altimate Medical y no se recomienda su uso con productos de Altimate Medical.
- Modificaciones hechas sin consentimiento expreso por escrito (incluyendo, pero no limitado a, modificación a través del uso de Piezas o accesorios) no se recomienda y anulará la garantía del producto.
- El EasyStand Bantam componente electrico cumple con los requisitos de IEC 60601-1 y 60601-2. *
- Precaución: Este equipo está diseñado para acomodar a una gama de usuarios; Por lo tanto la unidad tiene varias ranuras de ajuste y agujeros. Evite colocar los dedos u otras partes del cuerpo en cualquiera de estas áreas.
- Precaución: Mientras esté en uso, este equipo tiene varias piezas que mueven, familiarícese con la unidad y evite colocar las manos o los dedos cerca de cualquiera de estas áreas.
- Trecaución: Aconseie a los espectadores que se mantengan alejados de la unidad mientras estén en uso.
 - * Bantam Mediano opción de elevación electrico solo


Asamblea



1. El modelo base consiste en dos ruedas delanteras de 5 ", dos ruedas de 5" de bloqueo traseros, Actuador manual hidráulico con mango, asiento plano, rodilleras, sólo pies ajustable altura ajustable, Tapizado negro, color azul del marco.



2. Coloque la unidad como se muestra para instalar las ruedas.



3. Retire el armamento de ambas ruedas y colóquelo como se muestra. Así es como se montará el hardware. Las ruedas se suministran con un compuesto de bloqueo pre-aplicado al vástago roscado. No retire este material, es importante evitar que las ruedas se aflojen con el tiempo.

4. Coloque la arandela metálica en el perno de la rueda.



5. Coloque la rueda en la unidad como se muestra.



6. Coloque la arandela de cubeta negra sobre el perno de la rueda.





7. Coloque la segunda arandela metálica en la arandela negra en el perno de la rueda.



8. Coloque la contratuerca en el perno de la rueda y apriete firmemente con la llave suministrada.



9. Coloque la tapa negra en la unidad para cubrir el armamento.

Repita estos pasos para la instalación de la otra rueda trasera.

Página 5

10. Coloque la unidad como se muestra, si la opción de respaldo NO fue ordenado, pase al paso 24.

Coloque la espalda como se muestra y coloque los siguientes brazos como se muestra.



11. Quite el tornillo de los dos brazos siguientes y ponga los tornillos a un lado. Usted necesitará éstos más adelante.



12. Gire las perillas completamente sueltas, mueva la pestaña gris de las perillas completamente abierta hasta que haga clic en ambas. brazos seguidoras.





13. Suelte las perillas para fijarlos en los orificios. Insertar ambos brazos sequidoras sobre la unidad hasta que se alcance el ajuste de color amarillo en ambos brazos siguientes.



14. Coloque los tornillos en cada brazo siguiente asegurándose de que los siguientes brazos permanezcan en el ajuste amarillo y ambos tubos estén alineados. Apriete firmemente. Mueva las lengüetas grises cerradas y apriete las perillas firmemente.





15. Retire las dos cubiertas del pivote de la cadera de la espalda. Hay tres pernos pequeños para quitar en cada cubierta. Coloque las cubiertas y tornillos a un lado, estos serán necesarios más tarde.

16. Retire el perno, la arandela de plástico, la arandela metálica y la tuerca de cada lado de la unidad.



17. Con ayuda, coloque la parte posterior en la ranura del asiento, como se muestra.



18. Alinee los orificios y coloque la arandela de plástico entre la parte posterior y la ranura del asiento, inserte el perno desde el interior de la unidad. Haga lo mismo en el otro lado.






19. Coloque la arandela metálica y la contratuerca en el perno.



20. Utilizando una llave allen y la llave del juego de herramientas, apriete el perno y la contratuerca . No lo apriete demasiado.

Repita los pasos para el otro lado de la unidad.



21. Si se ha ordenado la opción de elevación Up Pow'r, inserte el perno en el soporte en el lateral de la unidad. Si el Pow'r Up Lift no se ha ordenado, vaya al paso 23.

22. Instale el controlador montándolo como se muestra.

A-Tornillo


B-Soporte

C-Lavadora D-Controlador

E-Lavadora

Arandela de metal

G- Tuerca



23. Coloque de nuevo la cubierta en la unidad, asegurándose de que la etiqueta EasyStand no esté al revés.

Vuelva a colocar el perno superior y el perno Trasero y apriete firmemente, el tercer perno será instalado más adelante.





24. Bloquee las ruedas, con ayuda, coloque la unidad como se muestra.





25. Retire los 4 tornillos de la rueda delantera Asamblea. Con las aberturas en la parte inferior del bastidor hacia abajo, coloque la rueda Ensamblaje del asiento.



26. Inserte los 4 pernos en la base y la rueda Ensamble, cerciórese de comenzar todos los 4 tornillos, después apriete firmemente.




27. Coloque ambas placas de pie en la unidad, con el mango de trinquete hacia el exterior de la unidad.


28. Si se ordenó la opción Supino, vuelva a colocar la unidad en sus ruedas, quite las tuercas del soporte del controlador Supine. Coloque el controlador en la unidad. Si la opción Supino no se ordenó, vaya al paso # 31.



29. No gire los cables al instalar el controlador



30. Coloque las tuercas en los pernos y apriete con seguridad. Para el uso del controlador, consulte la pág. 17.





31. Si se ha ordenado la bandeja de sombras opcional, afloje las asas de trinquete en el lateral de la bandeja, levante los brazos hacia arriba y apriete las asas de trinquete. Bloquee las ruedas, luego inserte los dos brazos de la bandeja en el soporte de la bandeja en la parte inferior de la bandeja como se muestra. (Para obtener información sobre los ajustes de la bandeja de sombras, consulte la página 20).

Precaución: Después de colocar la bandeja en su posición, asegúrese de que las manijas del trinquete en el lado de la bandeja estén bien apretadas.





32. Para la Bandeja de Sombra Swing-Away, afloje las asas de trinquete en el lado de la bandeja.

Abra los soportes como se muestra. Apriete las asas de trinquete. asas de trinquete.



33. Hay dos botones en la bolsa de partes. Enrosque cada perilla en el soporte de la bandeja la unidad. Coloque la bandeja en la unidad. Apriete firmemente.

43. Si se ha pedido un soporte para la cabeza, afloje la perilla e inserte el soporte para la cabeza, apriételo firmemente.




44. Inserte cada conjunto de rodillera en el tubo a lo largo del poste del asiento. Presione el botón de resorte para permitir que el soporte se deslice en su lugar, avance hasta que el botón de resorte se bloquee en su lugar. Apriete bien los mandos. Para las rodillas Swing-Away, colóquela en el tubo y apriete firmemente la perilla.



45. Retire las perillas de las rodilleras, coloque las almohadillas de rodilla en el soporte con el extremo más grande de la almohadilla hacia afuera y la parte inferior hacia abajo. Colocar en posición deseado. Apriete firmemente.



49. Retire los pernos de la parte superior de la manija de la bomba. Coloque la parte superior de la manija de la bomba en la manija de la bomba y alinee los orificios. Apriete firmemente.





50. Bombee la unidad hasta que tenga acceso al tercer perno de la cubierta del pivote de la cadera, inserte el perno y apriételo firmemente.



Ajustes y uso


Lea todas las instrucciones detenidamente antes de comenzar cualquier ajuste.

Ajuste de profundidad del asiento

- 1. Antes de ajustar la profundidad del asiento, asegúrese de que el Controlador esté en la posición "Sit-to-Stand". El asiento debe ser bajado a una posición sentada para el ajuste más fácil.
- 2. Afloje la palanca de sujeción en el lado derecho exterior del bastidor del tubo del asiento debajo del asiento. Un turno completo debe ser suficiente.
- 3. Con una mano apoyando la parte posterior (si está equipado) presione el botón de resorte en el lado izquierdo externo del tubo del asiento debajo del asiento. Usando la parte trasera como palanca, mueva la profundidad del asiento al ajuste deseado, anotando el color. Si la profundidad del asiento no se mueve libremente, compruebe la tapicería del asiento en la parte delantera del asiento para asegurarse de que puede deslizarse libremente con la superficie telescópica del asiento, es posible que necesite liberarlo del velcro. El velcro se utiliza para fijarlo al frente de la unidad.

Vuelva a apretar la palanca de sujeción en este momento. Si la unidad no está equipada con una parte posterior, el ajuste está completo De lo contrario, continúe.

4A y B. Para ajustar los siguientes brazos, afloje cada botón completamente. Con una mano que sostiene el conjunto trasero, gire la palanca del émbolo gris en el centro de cada perilla totalmente abierta y haga "clic". A continuación, continúe aflojando la perilla hasta que se sienta resistencia. NO continúe girando el mando en sentido antihorario. Forzar el mando más allá de su parada dañará el mecanismo.



Utilizando la parte trasera como palanca, ajuste los siguientes brazos para que el color de la calcomanía de profundidad del asiento coincida con la ventana indicadora en los siguientes brazos (ventana indicadora como se muestra).


Suelte las palancas del émbolo gris para volver a encajar los émbolos de bloqueo en las perillas de sujeción. Es posible que necesite apretar parcialmente las perillas y mover ligeramente el conjunto trasero para permitir que las clavijas de bloqueo enganchen a sus posiciones "caseras". Cierre completamente las palancas del émbolo gris y apriete las perillas de forma segura.











Uso del controlador

Diseñado con facilidad de uso y la seguridad y comodidad del usuario en mente, el controlador como se muestra es el único punto de operación para la opción supina.

- **5.** El controlador tiene 3 posiciones, Sit-to-Stand, Neutral y Supino.
- **6.** Hay un collar de seguridad de resorte (color rojo) que evita la conmutación inadvertida entre modos. Debe ser levantado hacia arriba en la perilla de cambios antes de cambiar el modo.

Modo Sit-to-Stand

siempre parado, siempre perpendicular al suelo. El asiento sube y baja, articulado en la rodilla y en la cadera, con el respaldo restante aproximadamente perpendicular al piso, manteniendo el torso del paciente en una postura erguida a lo largo de la amplitud del movimiento.

Importante: Todos los ajustes de la profundidad del asiento y del brazo seguidora deben realizarse con el Controlador en el modo Sit-to-Stand.







Uso del controlador

Modo neutral

- **44.** Al levantar el collarín de seguridad y mover la perilla de cambio a la posición Neutral, el soporte del reposapiés y el respaldo (que están unidos a través del siguiente brazo) ahora disfrutan de libertad de movimiento. Se impide un movimiento inesperado o imprevisto mediante 2 amortiguadores hidráulicos para la seguridad del usuario y del operador. Estos amortiguadores no requieren mantenimiento o ajuste.
- 9. El reposapiés, para la seguridad del usuario, no puede exceder el paralelo con el asiento, ni la flexión de la rodilla puede sobrepasar la pierna perpendicular al suelo. Con el asiento paralelo al suelo, el bipedestador puede ser ajustado en una posición totalmente supina. Si el bipedestador ya está en la posición de pie, el cambio a neutral no tendrá efecto funcional hasta que el asiento comience a bajar.

Precaución: Si el ajuste del ángulo trasero ha sido reclinado antes de cambiar al modo Neutral, la cantidad de reclinación permanecerá en relación con su ajuste anterior. Por ejemplo, si el respaldo se ajusta a 10 grados reclinados mientras el paciente está sentado, el respaldo estará a 10 grados por debajo de paralelo con el asiento si la unidad se coloca en posición supina. Para el confort y la seguridad del paciente, el operario o asistente debe ser plenamente consciente del ajuste del ángulo de respaldo y debe confirmar los ajustes de "mismo color" en la profundidad del asiento y el brazo siguiente ANTES de cambiar a los modos neutro o supino.






Uso del controlador

Modo Supino

, would supin

/!\ Precaución: Debe utilizarse un reposacabezas adecuadamente ajustado y ajustado con la opción supina.

El Bantam Mediano con opcion supino funciona como un bipedestador sentado a de pie tal como y un bipedestador supino. Se puede conmutar de forma segura entre los modos a voluntad, sin quitar el usuario del stander.



- 10. Mover la perilla de cambios a la posición supina bloquea el soporte del reposapiés, el asiento y el respaldo entre sí y mantendrá esa relación en todo el posible rango de elevación. La plataforma ahora bloqueada puede elevarse y bajarse según sea necesario mediante la bomba hidráulica o la opción Pow'r Up, independientemente de su equipamiento.
- 47. Mientras se acomoda al paciente en el modo supino en una posición inferior a una completamente extendida, debe observarse que el intervalo global de elevación se reducirá por la cantidad inversa. Es decir, el soporte de reposapiés nunca se permitirá mover hacia atrás PAST perpendicular al suelo. Por ejemplo Si el modo Supino está bloqueado en una posición en la que la tibia está flexionada 20 grados con respecto al fémur, la plataforma supina bloqueada no puede elevarse más allá de un punto en el que el asiento sea 20 grados menos que vertical y el soporte del reposapiés perpendicular al piso. Puede resultar dañado en la unidad si intenta superar estos límites mecánicos.

Precaución: Los mecanismos de bloqueo utilizados en la opción supino tienen una potencia de sujeción muy alta. Por la familiaridad de la sensación de la bomba hidráulica o el sonido del actuador eléctrico bajo carga en la opción de Pow'r Up, dependiendo de cómo está equipada la unidad, el operador puede ser fácilmente consciente de los límites mecánicos que se alcanzan con la opción supina. Si se coloca una carga demasiado grande en estas cerraduras mecánicas, el daño puede resultar en las cerraduras o en el marco del stander. Su garantía no cubre daños por uso indebido del producto.





Ajuste de bandeja shadow

12. Para ajustar la profundidad de la bandeja, afloje cada botón como se muestra completamente. A continuación, gire la palanca del émbolo gris en el centro de cada perilla completamente abierta hasta que haga "clic". Continúe aflojando la perilla hasta que se sienta resistencia. NO continúe girando la perilla en sentido antihorario. Forzar la perilla más allá de su parada dañará el mecanismo.

La bandeja puede ahora ser quitada completamente, o ajustada a la posición deseada usando las posiciones del retén del tecleo como guía.

- 13. Suelte las palancas del émbolo gris para volver a encajar los émbolos de bloqueo en las perillas de sujeción. Es posible que necesite apretar parcialmente las perillas y mover ligeramente la bandeja hacia adelante y hacia atrás para permitir que los pasadores de bloqueo enganchen a sus posiciones de "casa". Cierre completamente las palancas del émbolo gris y apriete las perillas para asegurar la bandeja.
- **14.** Para ajustar el ángulo de la bandeja, afloje una abrazadera de la palanca Aproximadamente 2 vueltas a cada lado de la bandeja donde se unen los tubos de extensión, como se muestra. Sostenga la bandeja con una mano antes de aflojar completamente la segunda abrazadera de la palanca.
- **15.** Mueva la superficie de la bandeja al ángulo deseado y vuelva a apretar ambas abrazaderas de palanca firmemente.

Precaución: Se debe tener mucho cuidado si la bandeja está Ajustado con un paciente sentado en la unidad para asegurarse de que están soportados por un chaleco de pecho, correa de pecho o dispositivo de apoyo similar. Las guías laterales por sí mismas, incluso los modelos con una curva interna anterior, no se deben confiar para el apoyo frontal.

Precaución: Nunca ajuste ni extraiga la bandeja mientras el paciente esté de pie o en posición parcialmente parada.











Ajuste de bandeja shadow giratorio

- **16.** Para sacar la bandeja, afloje una perilla y mueva la bandeja hacia afuera.
- **17.** Para ajustar la profundidad de la bandeja, afloje la perilla debajo de la bandeja, ajuste a la profundidad deseada y apriétela firmemente.
- **25.** Para ajustar el ángulo de la bandeja, afloje las manijas de trinquete a ambos lados de la bandeja.
- 19. Ajuste al ángulo deseado y apriete firmemente

Precaución: Se debe tener mucho cuidado si la bandeja está Ajustado con un paciente sentado en la unidad para asegurarse de que están soportados por un chaleco de pecho, correa de pecho o dispositivo de apoyo similar. Las guías laterales por sí mismas, incluso los modelos con una curva interna anterior, no se deben confiar para el apoyo frontal.

Precaución : Nunca ajuste ni extraiga la bandeja mientras el paciente esté de pie o en posición parcialmente parada.









Ajuste de la Bandeja Sombra y Swing-Away

20. Para ajustar la altura de la bandeja, afloje los mandos de la parte posterior de la unidad y ajuste a la posición deseada. Apriete firmemente.

Ajuste de la opción de retroceso

21. To adjust the back angle, adjust the knob to the posición deseada.

Ajuste de Apoyo Lateral

22. Los soportes laterales son opcionales y pueden ser Eliminado para la transferencia. La anchura de soporte lateral se puede ajustar aflojando los botones en la parte posterior de la unidad. Siempre apriete firmemente.

Los soportes laterals tienen agujeros de fijación en la parte posterior de la almohadilla que permitirá posiciones adicionales Posiciones vertical y horizontal. Las almohadillas también pueden atornillarse en una posición recta, 90°, 180° o 270°.

Compruebe si hay ajuste e interferencia colocando la unidad en la posición de pie completa y volviendo a sentarse de nuevo sin un usuario sentado en la unidad. Debido a la variedad de ajustes que se pueden hacer, las almohadillas pueden no funcionar correctamente en todos los ajustes o configuraciones.

Ajuste del soporte de la cabeza

23. Los soportes de cadera son opcionales y se pueden quitar para transferir. El ancho de la base de la cadera se puede ajustar aflojando las perillas debajo del asiento. Afloje la perilla del lado de la unidad para ajustar el ancho del soporte de la cadera. Apriete siempre con seguridad.

Los soportes de cadera tienen agujeros de fijación en la parte posterior de la almohadilla que permitirá posiciones adicionales Posiciones vertical y horizontal. Las almohadillas también pueden atornillarse en una posición recta, 90°, 180° o 270°.

Compruebe si hay ajuste e interferencia colocando la unidad en la posición de pie completa y volviendo a sentarse de nuevo sin un usuario sentado en la unidad. Debido a la variedad de ajustes que se pueden hacer, las almohadillas pueden no funcionar correctamente en todos los ajustes o configuraciones.









Ajuste del soporte de la cabeza

- **24.** Para ajustar la altura del soporte de la cabeza, afloje la perilla de la parte trasera de la opción trasera, mueva a la posición deseada y apriétela firmemente.
- **25A.** Para ajustar la profundidad del soporte de la cabeza, afloje la perilla de la parte posterior del reposacabezas y deslícela en la posición deseada. Apriete firmamente.
- **25B.** Para ajustar el ángulo de soporte de la cabeza, afloje el mango del trinquete y colóquelo en la posición deseada. Apriete firmemente.

Ajuste de la placa del pie

26. Ajuste la placa del pie aflojando la manija roja del trinquete en la placa del pie, hacia arriba o abajo y al ángulo deseado, apriete firmemente. Las placas de pie pueden invertirse para un mayor rango.

Ajuste de la rodillera

27. Para ajustar las rodilleras, afloje las perillas y colóquelas en su posición. Apriete firmemente una vez que la posición deseada esté completa. Las almohadillas de rodilla estándar sólo tienen ajustes de profundidad y de rotación de la almohadilla. Las almohadillas para rodar Swing Away giran hacia afuera presionando el botón rojo, también tienen ajustes de ancho y altura.


Precaución: Realice los ajustes de la almohadilla de rodilla mientras el niño esté en la posición sentada...











Uso de la opción de elevación electrica

Cargando la batería

El EasyStand Bantam Mediano electrico utiliza dos baterías de plomo selladas de 12 voltios con una capacidad nominal de 2,9 amperios cada una. Un EasyStand Bantam se puede levantar aproximadamente 100 veces con una carga completa de la batería. Una alarma sonora sonará cuando la batería esté baja. Cargue la batería después de que suene la alarma. Una batería que necesita ser recargada completamente tomará aproximadamente 8 horas. El EasyStand Bantam Mediano puede ser elevado a la posición de pie mientras se está cargando. La función del cargador es detectar

una batería completa y luego proporcionar una fuente de alimentación potencial constante para mantener la batería en una condición completa sin sobrecarga. Cuando la batería EMF sube a un punto preestablecido de fábrica, el circuito del cargador no permitirá que el voltaje máximo de salida exceda ese valor. Esta configuración de fábrica protege la batería de un agotamiento excesivo de electrólito, que puede ocurrir por sobrecarga. El cargador se puede encontrar en la bolsa de herramientas en la parte posterior de la unidad.

posterior de la unidad.

PRECAUCIÓN: USE SÓLO EL CARGADOR LINAK, NÚMEROS DE MOD-ELO 10CH01S-00, Proporcionado por Altimate Medical con la opción electrica.

1. Conecte el receptáculo a una toma de corriente. La luz del cargador estará verde indicando un circuito abierto.

2. La FIG. A- Enchufe el cable del cargador en el lateral del control manual. La luz del cargador se pondrá amarilla indicando que las baterías se están cargando.

3. La FIG. B - La unidad llegará desenchufada de la batería, enchufe el cable blanco que suministra energía al actuador y el cable negro que suministra energía al control remoto. El cable negro tiene una muesca en él para orientar el conector correctamente. Cargue completamente la batería antes de usarla. Nota: El cordón blanco tiene una arandela de goma en él, que lo hace muy pegajoso ya veces no consigue empujado adentro completamente, cerciórese de empujar el cable toda la manera en la batería.

4. Cuando las baterías están cargadas, la luz del cargador se vuelve verde.5. Cargue completamente las baterías cada tres meses o menos durante períodos de uso intermitente o no.

periodos de uso intermitente o no

PRECAUCIÓN: EL BANTAM MEDIUM OPCIÓN ELECTRICA NO ESTÁ DISEÑADO PARA uso continuo. Ciclo de trabajo 5% máx., 1 min. / 19 min.

Levantar el elevador - Presione el botón UP (flecha hacia arriba) en el control manual para levantar el asiento.

Levantar el elevador - Presione el botón UP (flecha hacia arriba) en el control manual para levantar el asiento..

PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE LOS CABLES ESTÉN CONECTADOS CORRECTAMENTE SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE USO. NO PERMITA QUE LOS CABLES SE ARRASTREN AL SUELO O QUE SE AGARREN A OBJETOS.



El colgante de mano es una pieza aplicada tipo BF.

FIG. B



Activación de la liberación mecánica de emergencia

PRECAUCIÓN: EL USO DE LA LIBERACIÓN MECÁNICA DE EMERGENCIA COMO PRINCIPAL MEDIO PARA VOLVER A LA FIG. C

posición sentado puede causar daños a la unidad. Utilice solamente la liberación mecánica en situaciones de emergencia.

Todos los productos de elevación eléctrica de Altimate Medical están equipados con una liberación mecánica para ser utilizados en situaciones de emergencia.

FIG. C- La liberación permite que el usuario sea bajado a una posición sentada en la improbable ocurrencia de que la batería pierda carga mientras el usuario está en posición de pie. El actuador sólo se retrae si se tira de la liberación y hay peso en el asiento. El lanzamiento está situado en el lado izquierdo del asiento y está marcado por una etiqueta roja con la palabra "EMERGENCIA".

- 1. Para activar la liberación mecánica de emergencia, extraiga el pasador de liberación rápida situado debajo del asiento.
- 2. Apriete el mango y, si es necesario, empuje hacia abajo el mango.



Cambio de batería

Las baterías están encerradas en la caja de control del Pow'r Up Lift (la caja negra donde se conectan los cables). Una vez que las baterías han llegado a su final de vida y necesitan ser reemplazadas, no abra la caja de control; Comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Altimate Medical o con su distribuidor de equipo médico para obtener información sobre cómo comprar una caja de control de reemplazo. Se recomienda reemplazar las pilas cada cuatro años.

Póngase en contacto con una autoridad local de reciclaje para obtener información acerca de la eliminación de las baterías usadas.

Clasificación del IP

La clasificación IP es un sistema de clasificación que indica el grado de protección del polvo, el agua y el impacto para el equipo eléctrico y los recintos. Los componentes de Pow'r Up Lift están clasificados en IP21. La definición de IP21 es la siguiente:

Primera definición de caracteres: 2 - Protegido contra objetos extraños sólidos de 12,5 mm de diámetro y mayores.

Segunda definición de caracteres: 1 - Protegido contra gotas de agua que caen verticalmente.

Compatibilidad electromagnética

Los componentes de opción eléctrica han sido diseñados y probados para cumplir con los requisitos EMC aplicables. Es poco probable que encuentre problemas con su EasyStand debido a una compatibilidad electromagnética inadecuada. Sin embargo, si observa cualquier comportamiento inusual (como intermitente) de su opción Pow'r Up y el EasyStand se está utilizando junto a posibles equipos de interferencia, como teléfonos móviles, microondas o antenas de emisión de radio, esto podría ser una indicación de la interferencia electromagnética interferencia. Si se produce tal comportamiento, utilice el desbloqueo mecánico para bajar la unidad a la posición de asiento y alejar el EasyStand del equipo que interfiere. Informe cualquier caso de posible interferencia electromagnética al Departamento de Servicio al Cliente de AMI.

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

El EasyStand Bantam Mediano está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de EasyStand Bantam debe asegurarse de que se utiliza en tal entorno.

Prueba de Emisiones	Cumplimiento	Entorno Electromagnético - Orientación
Emisiones RF CISPR 11	Grupo 1	El EasyStand Bantam Mediano utiliza energía RF sólo para su función interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencia en equipos electrónicos cercanos.
Emisiones RF CISPR 11	Clase B	El EasyStand Bantam Mediano es adecuado para su uso en todos los establecimientos, incluidos los
Emisiones de armónicos IEC 61000-3-2	Clase A	establecimientos domésticos y los conectados directamente a la red pública de suministro de energía de baja tensión que suministra los edificios utilizados
Fluctuaciones de voltaje / Emisiones de parpadeo IEC 61000-3-3	Cumple	para fines domésticos.

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

El EasyStand Bantam está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de EasyStand Bantam debe asegurarse de que se utiliza en tal entorno.

Prueba de inmunidad IEC 60601 Nivel de cum- Entorno Electromagnético - Orientación			
Prueba de illilullidad	Nivel de prueba	plimiento	Entorno Electromagnetico - Orientación
Electrostático Descarga (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	Los pisos deben ser de madera, hormigón o baldosas cerámicas. Si los suelos están cubiertos con material sintético, la humedad relativa debe ser al menos del 30%.
Rápido eléctrico Transient / Ráfaga IEC 61000-4-4	± 2 kV para líneas de alimentación ± 1 kV para en- trada / salida líneas	± 2 kV para líneas de alimentación ± 1 kV para en- trada / salida líneas	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial o hospitalario típico.
surge IEC 61000-4-5	± 1 kV línea (s) a línea (s) ± 2 kV línea (s) a tierra	± 1 kV línea (s) a línea (s) ± 2 kV línea (s) a tierra	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial o hospitalario típico.
Rebajas de voltaje, cortos Interrupciones y variaciones de voltaje Entrada de la fuente de electricidadlíneas IEC 61000-4-11	<5~% U _T (>95 % rebaje en U _T) por 0,5 cyclos 40 % U _T (60 % dip in U _T) por 5 cyclos 70 % U _T (30 % rebaje en U _T) por 25 cyclos $<5~%$ U _T (>95 % rebaje en U _T) por 5 s	$\begin{array}{l} <5 \% \ U_T \\ (>95 \% \ rebaje \ en \\ U_T) \ por \ 0,5 \ cyclos \ 40 \% \ U_T \\ (60 \% \ dip \ in \ U_T) \\ por \ 5 \ cyclos \\ 70 \% \ U_T \ (30 \% \ rebaje \ en \ U_T) \\ por \ 25 \ cyclos \\ <5 \% \ U_T \ (>95 \% \ rebaje \ en \ U_T) \\ por \ 5 \ s \end{array}$	La calidad de la red eléctrica debe ser similar a un comercial o hospitalario. Si el usuario del Easy-Stand Bantam requiere un funcionamiento continuo durante las interrupciones de la red eléctrica, se recomienda que el EasyStand Bantam se alimente con una fuente de alimentación ininterrumpida o con una batería.
Frecuencia de poder (50/60 Hz) magnético Campo IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de la frecuencia de la energía deben estar en los niveles característicos de una localización típica en un entorno comercial o hospitalario típico.
NOTA: UT es el a.c. vo	laio antos do la anlic	ación del nivel de	pruoha

Guía y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética

El EasyStand Bantam está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de EasyStand Bantam debe asegurarse de que se utiliza en tal entorno.

Prueba de inmunidad	IEC 60601 Nivel de prueba	Nivel de cum- plimiento	Entorno Electromagnético - Orientación
			Los equipos de comunicaciones RF portátiles y móviles no deben utilizarse más cerca de ninguna parte del EasyStand Bantam, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor.
RF Conducido IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz	3 Vrms	Distancia de separación recomendada
ILC 01000-4-0	130 KHZ G 60 WHZ		$d=1.2\sqrt{^{_{\rm P}}}$
Radiofrecuencia IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.5		$d = 1.2 \sqrt{9} 80 \text{ MHz to } 800 \text{ MHz}$
	GHZ		$d = 2.3 \sqrt{800}$ MHz to 2.5 GHz
			Donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el transmisor fabricante y d es la separación recomendada distancia en metros (m).
			Las intensidades de campo de los transmisores fijos de radiofrecuencia, determinadas por una inspección electromagnética a , deben ser inferiores al nivel de conformidad en cada intervalo de frecuencias. b
			Pueden producirse interferencias en la proximidad de equipos marcados con el siguiente símbolo:
			$((\bullet))$

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.

NOTA 2: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.

A Las intensidades de campo de los transmisores fijos, como las estaciones base de los teléfonos de radio (celulares / inalámbricos) y los radios móviles terrestres, la radio amateur, la emisión de radio AM y FM y la emisión de televisión no pueden predecirs

electromagnético. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se utiliza el EasyStand Bantam excede el nivel de cumplimiento de RF correspondiente, se debe observar el EasyStand Bantam para verificar el funcionamiento normal. Si se observa un comportamiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como la reorientación o

EasyStand Bantam Mediano.

B En la gama de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3 V / m.

Distancias de separación recomendadas entre portátiles y móviles Equipos de comunicaciones RF y el EasyStand Bantam.

El EasyStand Bantam Medium está diseñado para ser utilizado en un entorno electromagnético en el que se controlan las perturbaciones de RF radiadas. El cliente o el usuario de EasyStand Bantam Medium puede ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre el equipo de comunicaciones RF portátil y móvil y el EasyStand Bantam Medium como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Máxima potencia nominal Potencia del transmisor	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor m		
W	150 kHz a 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{\overline{p}}$	80 MHz a 800 MHz $d = 1.2 \sqrt{p}$	800 MHz a 2.5 GHz $d = 2.3 \sqrt{F}$
0.01	.12	.12	.23
0.1	.38	.38	.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23


Para los transmisores con potencia máxima de salida no mencionada anteriormente, se puede estimar la distancia de separación recomendada d en metros (m) utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) de acuerdo con el fabricante del transmisor.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.

NOTA 2: Es posible que estas directrices no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de estructuras, objetos y personas.

Accesorios y detalle de piezas

ITEM NO	DADT NO	NAME
ITEM NO.	Y5500	NAME BANTAM MEDIUM BASE UNIT
2	Y5528	ASMBLY BACK BANTAM MED
3	Y5530	BACK REST PLANAR 16"
4	Y5532	BACK REST PLANAR 20"
5	Y5548	ASMBLY HEAD REST
6	Y5554	ASMBLY SUPINE OPTION BANTAM MED
7	Y5560	ASMBLY HIP GUIDES BANTAM MED
8	Y5562	ASMBLY LATERAL GUIDES BANTAM MED
9	Y5564	ASMBLY ELECTRIC LIFT BANTAM MED
10	Y5566	ASMBLY FRONT NO-TABLE BANTAM MED
11	T30062	HEAD SUPPORT BANTAM XS
12	T30065	HEAD SUPPORT BANTAM SMALL
13	NG30299	HEAD SUPPORT EVOLV LARGE
14	Y5570	ASMBLY SEAT CONTOUR NARROW
15	Y5572	ASMBLY SEAT CONTOUR WIDE
16	Y5574	ASMBLY BACK CONTOURED 16"
17	Y5576	ASMBLY BACK COUNTOURED 20"
18	Y5586	ASMBLY FOOT MULTI-ADJ LARGE
19	Y5596	ASSEMBLY KNEES SWING AWAY
20	Y5600	ASSEMBLY KNEE PADS ROHO
21	Y3008	STRAP CHEST/ LAP BANTAM MEDIUM
22	Y5602	ASMBLY TABLE MULTI-ADJUSTABLE
23	Y5604	ASSEMBLY TRAY STANDARD
24	Y5606	ASSEMBLY TRAY CLEAR
25	Y5608	ASMBLY TRAY H-FRAME STANDARD
26	Y5610	ASMBLY TRAY H-FRAME CLEAR
27	Y5612	ASMBLY TRAY H-FRAME OVERSIZED
28	Y5568	SWIVEL FRONT BANTAM MED
29	T50170	H-FRAME BANTAM SWIVEL WHEEL
30	Y3014	POSITIONING BELT W/BUCKLE MED
31	NG50040	HANDLE PUSH ASSEMBLY
32	Y5632	HANDLE PUMP REMOVEABLE/ADJ MED
33	NG50044	QUAD GRIP OPTION
34	NG50070	ACTUATOR HANDLE EXTENSION EVOLV LG
35	NG30070	X-STYLE CHEST VEST MEDIUM
36	NG30056	LARGE CHEST VEST MEDIUM
37	NG30038	Y-STYLE CHEST VEST MEDIUM
38	NG30021	VEST CHEST Y SHAPE ASSEMBLY LARGE
39	Y5614	ASMBLY TRAY H-FRAME TILT STANDARD
40	Y5616	ASMBLY TRAY H-FRAME TILT CLEAR
41	Y5618	ASMBLY TRAY H-FRAME TILT CLEAR ASMBLY TRAY H-FRAME TILT OVERSIZED
42 43	Y5620 T50156	ASMBLY CHEST STRAP WITH PAD ASSEMBLY ELBOW PAD XS
43	T50160	ASSEMBLY ELBOW PAD AS
45	Y5582	ASSEMBLY ELBOW PAD 5M ASSEMBLY ELBOW PAD 13"
	NG30000	
46 47		PAD FRONT EXTRA SUPPORT PADDED TRAY COVER
48	NG30295	ASMBLY FOOT STRAP MED BANTAM
48	Y5636 Y5638	ASMBLY FOOT STRAP MED BANTAM ASMBLY FOOT STRAP SECURE MED BANTAM
	Y5634	
50		ASMBLY CHEST VEST BRKT HIGH MOUNT
51	Y5645	ASMBLY BEARING SEAT DEPTH
52 53	NG50042	SUPPORT GRIP OPTION
	80809	TOOL POUCH
54	Y5643	ANGLE LOCATOR MED BANTAM
55	Y5653	ASMBLY TABLE MOUNT SWINGAWAY MED
56	Y5654	ASMBLY TRAY SWINGAWAY MED - BLACK
57	Y5655	ASMBLY TRAY SWINGAWAY MED - CLEAR



Mantenimiento

Limpieza / Desinfección

- Limpie el EasyStand con un desinfectante suave, no abrasivo o jabón y agua.
- Compruebe el EasyStand al menos una vez por semana para asegurarse de que todas las tuercas, pernos y piezas ajustables estén bien apretadas. Si no lo hace, las partes pueden caerse, lo que puede causar un riesgo de asfixia para los niños
- No utilice lejía ni ningún otro limpiador a base de cloro en el EasyStand.
- Los paños desinfectantes son seguros de usar en superficies metálicas y no porosas.
- Use una esponia húmeda con jabón suave o un desinfectante suave, no abrasivo.
- Limpiar el neopreno con agua y jabón suave.
- Las cubiertas higiénicas se pueden quitar y lavar a mano con agua. Seca al aire las cubiertas. Siempre tenga cuidado al retirar y reemplazar las cubiertas.
- No lave en seco ningún artículo de tapicería.
- Si el EasyStand se está utilizando con solo un usuario, limpie el EasyStand cada mes o según sea necesario.
- Si el EasyStand se utiliza con múltiples usuarios, el EasyStand se debe limpiado después de cada uso.

Tejidos recubiertos de uretano (Dartex o equivalente genérico)

- Las instrucciones de limpieza y desinfección recomendadas deben ser seguidas cuando possible para evitar daños a la membrana PU que podría conducir a un fallo prematuro de la cubierta.
- Para suciedad superficial, utilice un paño desechable y una solución tibia de detergente neutro. No utilice limpiadores abrasivos.
- Desinfecte utilizando una solución de hipoclorito de sodio al 0,1% (1000 ppm de cloro), soluciones de lejia mas fuertes no son recomendadas.
- Enjuague bien toda solución de limpieza restante con agua y seque la tela antes de volver a usarla o almacenarla.
- No se debe planchar.

Mantenimiento del actuador hidráulico

- Un período inicial de rotura de aproximadamente 50-100 ciclos completos es normal para la unidad hidráulica. El ajuste muy estrecho de sus piezas de acoplamiento da a cada bomba su propia "sensación" de rotura y sonido especial, señalado por un chirrido o un movimiento duro.
- Si la bomba tiene fugas de aceite o no se sostiene correctamente, póngase en contacto con su proveedor EasyStand local para obtener un reemplazo.
- No ejerza una fuerza excesiva en el mango del actuador ni utilice el mango del actuador para mover al EasyStand.
- Esto puede dañar el mango del actuador y / o el mecanismo del actuador y anulará cualquier garantía.
- El mantenimiento del usuario no es necesario ni recomendado en el actuador hidráulico. Nunca aplique lubricante, aceite doméstico, grasa o un producto similar a cualquier parte de la unidad. Algunos compuestos pueden reaccionar con los sellos utilizados en la fabricación de este producto. Esto puede dañar la unidad y anulará cualquier garantía.
- No exceda el límite de peso.
- Si el EasyStand fue enviado y expuesto a una temperatura de menos de 50 grados Fahrenheit, debe permitir que la unidad hidráulica se caliente a temperatura ambiente antes de usarla. Si no sigue este paso podría dañar la unidad.
- Una vez que se alcanza una posición de pie, el actuador puede estabilizarse un golpe, esto es normal.
- No siempre es necesario empujar el mango del actuador atras hasta el fondo para bajar el asiento. Intente empujar el mango hacia atrás en diferentes posiciones si es difícil bajar el asiento.
- Si la unidad está en posición de reposo y desocupada, es necesario aplicar presión al asiento de la unidad mientras empuja el mango del actuador hacia atrás.

Purgar el actuador hidráulico

El actuador hidráulico en el EasyStand tiene una alta probabilidad de obtener aire atrapado en el funcionamiento interno de la unidad. Esto suele ser causado por el transporte en tránsito y es bastante normal. Siga los sencillos pasos que se indican a continuación, ya que es posible que los.

- 1. Bombee el mango hasta alcanzar la extensión completa.
- 2. Continúe bombeando el mango lentamente por otros 10 golpes. Esto purga correctamente el sistema.

Garantía limitada

Esta garantía se extiende únicamente al comprador / cliente original (o proveedor o consumidor que no lo compra ni revende). Altimate Medical, Inc., garantiza el EasyStand contra defectos en materiales y mano de obra como se enumeran a continuación.

- Marcos de acero 5 años de garantía
- Actuador hidráulico 2 años de garantía
- Componentes tapizados, almohadillas de plástico, partes de goma, superficies pintadas, cojinetes y otras piezas no específicamente identificado arriba Garantía de 90 días

La garantía de los componentes de la opción de elevación eléctrica es la siguiente:

- Actuador y colgante de mano 2 años de garantía
- Caja de control y batería 90 días
- Cargador de batería 90 días

El período de garantía comienza para el consumidor en la fecha de compra del vendedor / proveedor. Si el producto se alquila o no se vende a un consumidor, el período de garantía comienza a partir de la fecha de facturación de Altimate Medical. Cualquier producto que se demuestre que la satisfacción de Altimate Medical es defectuosa y dentro del período de garantía, será reparado o reemplazado por Altimate Medical.

LA UNICA OBLIGACION DE ALTIMATE MEDICAL Y SU RECURSO COMPLETO BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ A TAL REPARACIÓN Y / O REEMPLAZO. Esta garantía no incluye los gastos de mano de obra incurridos en la instalación de piezas de repuesto. Los cargos de flete a la fábrica son gastos del consumidor al vendedor. Los gastos de envío de devolución serán pagados por adelantado por Altimate Medical. Para el servicio de garantía, póngase en contacto con el proveedor autorizado de quien adquirió su producto de Altimate Medical. En caso de que no reciba un servicio de garantía satisfactorio, escriba directamente a Altimate Medical en la dirección que se indica a continuación. No devuelva los productos a nuestra fábrica sin autorización previa.

LIMITACIONES Y EXCLUSIONES: La garantía anterior no se aplicará a los productos numerados en serie si el número de serie ha sido removido o defectuoso. Los productos sujetos a negligencia, abuso, uso indebido, operación incorrecta, mantenimiento incorrecto, almacenamiento incorrecto o daños más allá del control de Altimate Medical no están cubiertos por esta garantía, y esa evaluación será determinada exclusivamente por Altimate Medical. Los productos modificados sin el consentimiento expreso por escrito de Altimate Medical (incluyendo, pero no limitado a, modificación a través del uso de piezas o accesorios no autorizados) no están cubiertos por esta garantía. La garantía no se aplicará a problemas derivados del desgaste normal o el incumplimiento de las instrucciones. La garantía será anulada si las piezas no fabricadas por Altimate Medical o las piezas que no cumplen con las especificaciones del equipo original se agregan a un producto Altimate Medical.

LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. ALTIMATE MEDICAL NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL.

y se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones y precios sin previo aviso. Consulte con AMI para obtener la información más reciente informacion.

Altimate Medical, Inc., 262 W. 1st St., Morton, MN 56270 USA Tel: +1 507.697.6393 : +1 800.342.8968 Fax: +1 507.697.6900 easystand.com info@easystand.com

Consideraciones ambientales

Después de la vida util del producto:

- Recicle de acuerdo con los códigos de reciclaje de su país.
- Recicle todas las piezas metálicas.
- Las piezas de plástico deben eliminarse o reciclarse de acuerdo con la directiva de su país.
- Por favor, pregunte en su centro local de gestión de eliminación y reciclaje para los códigos locales.
- Devuelva el actuador hidráulico o el cilindro de amortiguación (Pow'r Up solamente) a Altimate Medical, Inc.



262 West 1st St.
Morton, MN 56270 USA
+1 800.342.8968 o +1 507.697.6393
Fax: +1 877.342.8968 or +1 507.697.6900
email: info@easystand.com
easystand.com



